

FORMULARZ CENOWY**Pakiet 4 KANIULE DO POLEROWANIA SOCZEWKI**

Lp		Jednostka miary	Ilość jedn. Miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa
1.	Kaniule sterylne jednorazowego użytku do polerowania torebki tylnej soczewki. Średnica 0,81 mm, długość 22 mm (21 G x 7/8"). Zagięta na długości 7 - 9 mm od końca, aspiracja przez boczny otwór o średnicy 0,3 mm-0,4 mm, chropowata w części końcowej.	szt.	150					

Termin dostawy: dni (należy wpisać 2, 3 lub 4).

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)